

EXAMEN PARASITOLÓGICO DE MATERIA FECAL (UNA MUESTRA)

INSTRUCCIONES:

- Recolectar materia fecal (sin orinar) sobre una hoja de plástico o bacinilla.
- Tomar una pequeña porción (del tamaño de 1/2 cucharita de café), colocar en el recipiente entregado por el Laboratorio y mezclar con el conservante que contiene.
- Tapar bien el recipiente.

NOTA: El recipiente contiene un conservante, razón por la que deberá mantenerse fuera del alcance de los niños.